



BELISLASER

Máquina Fracionária A Laser Co2 Portátil Catálogo

Contact us for more catalogs of Máquina HIFU e HIFU vaginal, Máquina de cavitação RF Micro agulha RF, Máquina de crescimento do cabelo, Máquina fracionada de laser CO2, Máquinas de depilação, Laser Nd yag e máquina de laser Pico, Hydrafacial Skin Tester Máquina 2 em 1, Máquina EMSlim Body Sculpting, Máquina redutora de gordura RF de cavitação de criolipólise, etc.

BELISLASER

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd é um fabricante mundialmente reconhecido de equipamento médico-estético inovador e avançado, com uma forte presença na Europa, América do Sul e América Latina. Oferecemos uma gama abrangente de dispositivos de ponta, incluindo IPL, E-light, Radiofrequência, Cavitação, lasers Nd-YAG, lasers de Diodo, lasers fracionados de CO2, sistemas Lipolaser e analisadores de pele. A nossa rede de vendas madura estende-se pelo México, Chile e Espanha, apoiada por um agente aduaneiro dedicado no México e pela certificação Cofepris para conformidade. Colaboramos com engenheiros locais para fornecer um apoio técnico pós-venda excepcional, garantindo que os nossos clientes recebem um serviço fiável e eficiente.



Máquina De Laser Co2 Fracionado Para Tratamento De Pele

Número do item: BL-306



introdução

Máquina de Laser CO2 Fracionado para rejuvenescimento da pele, remoção de cicatrizes e tratamentos ginecológicos. Precisão de modo duplo com configurações personalizáveis. Saiba mais agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Comprimento de onda	10,6 µm, laser infravermelho distante
Potência	40W (ou 60W)
Modos de saída	contínuo, superpulso, fracionado
Refrigeração	refrigeração a ar

Parâmetro	Especificação
Gráficos de varredura	7, quadrado, retângulo, redondo ou personalizado
Status de Trabalho	Modo Hyperpulse
Intervalo de pulso	1ms-5000ms, passo de 1ms
Diâmetro do ponto focal	≤0,2 mm
Largura do pulso	0,1ms-10ms, passo de 0,1ms
Modos de trabalho	contínuo, superpulso, carregamento intermitente
Intervalo do ponto	0,1mm-2,6mm, cada passo de 0,1mm
Modo de varredura	Emissão desordenada, com um lado como base emitindo em ordem, emitindo na distância máxima

Parâmetro	Especificação
Dispositivos a laser	Dispositivo a laser selado estimulado por corrente contínua
Focagem do condensador	f=100mm



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

