

Máquina De Laser Co2 Fracionado Para Tratamento De Pele

Número do item: BL-306



introdução

Máquina de Laser CO2 Fracionado para rejuvenescimento da pele, remoção de cicatrizes e tratamentos ginecológicos. Precisão de modo duplo com configurações personalizáveis. Saiba mais agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Comprimento de onda	10,6 μ m, laser infravermelho distante
Potência	40W (ou 60W)
Modos de saída	contínuo, superpulso, fracionado
Refrigeração	refrigeração a ar

Parâmetro	Especificação
Gráficos de varredura	7, quadrado, retângulo, redondo ou personalizado
Status de Trabalho	Modo Hyperpulse
Intervalo de pulso	1ms-5000ms, passo de 1ms
Diâmetro do ponto focal	$\leq 0,2$ mm
Largura do pulso	0,1ms-10ms, passo de 0,1ms
Modos de trabalho	contínuo, superpulso, carregamento intermitente
Intervalo do ponto	0,1mm-2,6mm, cada passo de 0,1mm
Modo de varredura	Emissão desordenada, com um lado como base emitindo em ordem, emitindo na distância máxima

Parâmetro	Especificação
Dispositivos a laser	Dispositivo a laser selado estimulado por corrente contínua
Focagem do condensador	f=100mm