

Tratamento Ginecológico Hifu Para Aperto Vaginal

Número do item: BL-508



introdução

HIFU Vaginal Não Invasivo para aperto, rejuvenescimento e bem-estar aprimorado. Tratamentos seguros e indolor com resultados duradouros. Saiba mais!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Tensão	AC 100V-240V, 50/60Hz
Modelo HIFU	HIFU Vaginal
Potência	0.1J (fraco) a 1.0J (forte) (0.1J/passos)
Espaçamento	1.0 a 3.0mm (0.1mm/passos)
Comprimento Focal	5 a 25mm (1.0mm/passos)
Ângulo de Rotação	5°-25°
Fusível	FL5X20/3.15A com buffer (Fusível duplo)
Peso Líquido	15kg
Tamanho	42x55x80cm